

Face mask with replaceable nanofiber membrane

Two-layer textile mask tighten on the top of the head. The mask is made of cotton knitted fabric. It helps protect against droplet and viral infection. Anatomical shape and soft material ensure comfortable wearing.

The replaceable nanofiber membrane is made of polyamide nanofiber layer, which is placed between two layers of polypropylene nonwoven fabric.

Directions for use:

Pull the tape forming the semicircle over the head, pulling the two tapes ends of the tapes to the neck. Stretch the tapes so that the mask adheres firmly to your face, retighten the tapes so that the mask adheres firmly to your face on both sides of your face.

Carry the tapes around or under your ears as per personal comfort and tie them up on the top of your head.

The cotton mask can be used repeatedly (see care symbols). We recommend changing the replaceable nanofiber membrane every day.

Benefits of Nanofiber membrane:

- Corona virus size is from 120 nanometer. Nanofiber membrane permeability is up to 70 nanometer.
- Nanofiber membrane protection against viruses, incl. Covid19, is 99.93 %, according to laboratory tests.
- The nanofiber membrane protects especially you, but also people around you.
- The nanofiber membrane lasts a working day – at least 10 hours of all-day wear.
- Basic set is 1 cotton mask + 10 nanofiber membranes. Spare set is 10 nanofiber membranes.

Distributor: SINDAT s.r.o.

Made in Czech Republic

Material composition:

Mask: 100% cotton

Nanofiber membrane: Polypropylene, Polyamide. Size 20x15cm.

Care symbols: The replaceable nanofiber membrane to be removed before washing.



SINDAT spol. s r.o.

Ukrajinská 1488/10, 101 00 Praha 10, tel.: +420 274 822 993, 271 016 111

e-mail : info@sindat.cz, www.sindat.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 720

IČO: 00255092, DIČ: CZ699000748, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č.ú.: 882242/0800